

Oufs cocotte TM 31

Ingrédients

500 ml d'eau

4 oeufs

4 cs de crème fraîche épaisse

saucisses de Strasbourg

sel poivre

gruyère râpé

Mettre 4 ramequins dans la varoma

Mettre des morceaux de saucisse de Strasbourg dans chaque ramequin

Ajouter un oeuf, 1 cs de crème fraîche, du gruyère râpé

Saler et poivrer

Verser l'eau dans le bol du TM

Programme 7 minutes – varoma – vitesse 1

A la sonnerie mettre le varoma en place

Programmer 8 minutes – varoma – vitesse 1

