



Montage Meryviere 2014

Shuttle Coq



- Hameçon : *D04 SC FlyShop ou B 405 n° 14 à 18*
- Soie de montage : *noir 14/0*
- Cerclage : *tinsel holographique rouge, orange, brun ...*
- Corps : *dubbing Ecureuil noir, olive, marron ...*
- Thorax: *dubbing de Lièvre*
- Toupet: *CDC naturel, blanc...*

Difficulté : 1/4

Catégorie : chironome émergent

Conseils d'utilisation : Imitation de larve de chironome en phase d'émergence s'utilise sur les lisses en rivière ou dans les vaguelettes en lac, son long toupet en CDC lui donne une position verticale comme la larve qui rend cette imitation très efficace.